

Cyclage des tests SNAP IDEXX

Votre guide quotidien de préchauffage

Qu'est-ce que le cyclage ?

Le cyclage consiste à amener vos tests SNAP à température ambiante en les sortant du réfrigérateur, puis à les y remettre à la fin de la période de travail. Les tests SNAP utilisent la technologie ELISA, qui nécessite généralement une réfrigération afin de maintenir un haut niveau de précision. En effectuant le cyclage des tests dès le début de la journée, vous éliminez le temps d'attente lié au préchauffage et pouvez réaliser des tests précis et efficaces tout au long de la journée.

Étape par étape :

1. **Consultez le tableau (au verso) :** reportez-vous au tableau pour connaître les limites de température et les conditions de cyclage de chaque test SNAP.
2. **Chronométrez le cyclage :** notez l'heure à laquelle vous sortez le produit du réfrigérateur afin d'assurer le suivi du cyclage.
3. **Ne déballez pas les tests :** conservez les tests SNAP dans leur sachet en aluminium et le conjugué dans son flacon jusqu'à leur utilisation.
4. **Utilisez les tests selon vos besoins :** une fois le cyclage effectué, les tests sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucun temps de préchauffage supplémentaire.
5. **Remettez rapidement le produit au réfrigérateur :** si le test n'est pas utilisé, remettez-le au réfrigérateur dans le délai indiqué (8 ou 14 heures, selon le produit).



CONDITIONS DE STOCKAGE	NOM DU TEST	DURÉE MAXIMALE DE CYCLAGE	RECOMMANDATIONS POUR LE CYCLAGE
À température ambiante ou au réfrigérateur (2 °C–25 °C ou 36 °F–77 °F)	SNAP™ 4Dx™ Plus†	14 heures	Peuvent être cyclés 30 fois maximum
	SNAP Leish 4Dx†	14 heures	
	SNAP Leishmania†	14 heures	
	SNAP™ Dirofilariose	8 heures	
	SNAP™ Parvo	8 heures	
Au réfrigérateur (2 °C–8 °C ou 36 °F–46 °F)	SNAP™ Feline Triple™	14 heures	
	SNAP™ cPL™	8 heures	
	SNAP™ fPL™	8 heures	
	SNAP™ Feline proBNP	8 heures	
	SNAP™ FeLV	14 heures	
	SNAP™ FIV/FeLV Combo	14 heures	
	SNAP™ Foal IgG	8 heures	
	SNAP™ Giardia	8 heures	
	SNAP™ Lepto	8 heures	

†La méthode de stockage peut avoir un impact sur la date d'expiration des tests SNAP 4Dx Plus, SNAP Leish 4Dx et SNAP Leishmania. Lorsque les tests sont conservés à température ambiante, leur durée de conservation est de 6 mois. Cette durée ne peut pas être prolongée en remplaçant les tests au réfrigérateur. Lorsque les tests sont conservés au réfrigérateur, leur date d'expiration est celle indiquée sur l'emballage du produit.

Une assistance pour chaque test SNAP

Chaque test SNAP vous donne accès à un écosystème de diagnostic complet. Celui-ci comprend des algorithmes d'aide au diagnostic, l'expertise de consultants médicaux, des tests de suivi réalisés par un laboratoire de référence et bien plus encore. Vous bénéficiez ainsi d'une assistance en clinique et au-delà.

Pour effectuer une commande, consultez le site commande.idexx.fr ou contactez votre représentant commercial.

