

Test combiné SNAP FIV/FelV

Précision du test

Sensibilité et spécificité du test SNAP™ FIV/FelV

Analyte	Méthode de référence	Résultats des tests SNAP		Total	Sensibilité (IC à 95 %)
		+	–		Spécificité (IC à 95 %)
FelV ¹	+	158	0	407	100 % (97,7 %–100 %)
	–	2	247		99,2 % (97,1 %–99,9 %)
FIV ²	+	95	0	279	100 % (96,2 %–100 %)
	–	4	180		97,8 % (95,4 %–99,4 %)

Méthode de référence

1. Test antigénique du virus de la leucémie féline PetChek™
2. Western blot pour le virus de l'immunodéficience féline (FIV)

Pour l'interprétation des résultats et les algorithmes diagnostiques, consultez :
idexx.fr/RessourcesFIVFelV

Source : Singh S, Davenport KA, Schooley E, et al. Diagnostic accuracy of a point-of-care immunoassay for feline immunodeficiency virus antibodies, feline leukemia virus antigen, and *Dirofilaria immitis* antigen. *Viruses*. 2023;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2693020-00

Toutes les marques de commerce sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
La politique de confidentialité d'IDEXX est disponible sur idexx.com.

