

Test antigénique SNAP FeLV

Précision du test

Sensibilité et spécificité du test antigénique SNAP FeLV

Analyte	Méthode de référence	Résultats des tests SNAP		Total	Sensibilité (IC à 95 %)
		+	–		Spécificité (IC à 95 %)
FeLV ¹	+	158	0	407	100 % (97,7 %–100 %)
	–	2	247		99,2 % (97,1-99,9 %)

Source : Singh S, Davenport KA, Schooley E, Ruggiero A, Nassar S, Buch J, Chandrashekar R. Diagnostic Accuracy of a Point-of-Care Immunoassay for Feline Immunodeficiency Virus Antibodies, Feline Leukemia Virus Antigen, and *Dirofilaria immitis* Antigen. *Viruses*. 19 oct. 2023;15(10):2117. doi : 10.3390/v15102117. PMID : 37896893 ; PMCID : PMC106112086.

Méthode de référence

1. Test antigénique du virus leucémogène félin PetChek*

Pour l'interprétation et les algorithmes de diagnostic, consultez [idexx.fr/RessourcesFeLV](https://www.idexx.fr/RessourcesFeLV).