



Microscope



Scanner de lames



Analyseur cellulaire IDEXX inVue Dx™

DÉBUT

10 min

20 min

30 min

Prélever l'échantillon

Fixer l'échantillon

Étaler les cellules

1^{er} séchage à l'air libre

Colorer la ou les lames

2^e séchage à l'air libre

Examiner la ou les lames

10 à 20 minutes

Flux de travail similaire à celui d'un microscope

Étapes supplémentaires +15 minutes

Saisir les données patient

Saisir les données dans le logiciel de la clinique

Saisir la localisation de la lésion

Ajouter la lame au scanner

Scanner

Résultats en quelques heures. Le lendemain pour certains types d'échantillons.

Prélever l'échantillon

Chargement

Votre intervention est terminée et vous pouvez passer à l'étape suivante pendant que l'échantillon est traité et analysé

10 minutes

L'absence de lames vous libère de la subjectivité, de l'incohérence et des étapes de préparation fastidieuses.

Comparez chaque flux de travail.



Un flux de travail sans lame cohérent et précis, sans étapes fastidieuses de préparation des lames.



La subjectivité et les incohérences sont éliminées grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle qui génèrent des résultats objectifs avec des données diagnostiques quantitatives.



La facilité d'intégration permet d'enregistrer les coûts et les images dans les dossiers des patients afin de pouvoir les transmettre au propriétaire.

IDEXX

© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 2691274-00
Toutes les marques ®/TM sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
La politique de confidentialité d'IDEXX est disponible sur [idexx.com](https://www.idexx.com).