

# Informations concernant le transport et le stockage des tests SNAP

IDEXX s'engage à vous fournir des produits de diagnostic de la plus haute qualité, livrés dans votre clinique lorsque vous en avez besoin. En raison des variations de température régionales, notamment pendant les mois estivaux, nous avons effectué des études de stabilité dans le cadre de notre procédure de développement. Ces études comprennent des tests de résistance à la chaleur afin de garantir que nos tests SNAP\* peuvent tolérer des contraintes de transport raisonnables et que leur performance n'est pas compromise par une exposition singulière à différentes températures lors de leur transport. L'emballage et l'ajout de blocs de glace sont spécifiques à chaque produit et conçus pour éviter des changements rapides de température.

Afin de garantir la qualité du produit et l'intégrité de l'emballage, nos produits sont expédiés et doivent ensuite être conservés dans les conditions suivantes. **IMPORTANT : Veuillez stocker les tests SNAP immédiatement après leur réception conformément aux instructions sur l'emballage (les conditions de transport peuvent différer des conditions de stockage).**

Test SNAP*	Conditions de transport requises	Les tests doivent être reçus dans ce délai pour garantir la qualité du produit	Stockage requis après réception des tests
SNAP* 4Dx* Plus SNAP* Leish 4Dx* SNAP* Leishmania	Température ambiante	Dans les 60 heures après expédition	Température ambiante† pendant 6 mois ou réfrigéré jusqu'à expiration
SNAP* Feline Triple*	Température ambiante	Dans les 60 heures après expédition	Réfrigéré jusqu'à expiration
SNAP* Heartworm SNAP* Parvo	Température ambiante	Dans les 48 heures après expédition	Température ambiante† jusqu'à expiration
SNAP* Combo Plus SNAP* cPL* SNAP* <i>Giardia</i> SNAP* Lepto SNAP* Foal IgG	Température ambiante	Dans les 48 heures après expédition	Réfrigéré jusqu'à expiration
SNAP* FeLV SNAP* fPL* SNAP* Feline proBNP	Sur glace	Dans les 48 heures après expédition	Réfrigéré jusqu'à expiration

† Température ambiante : 18 °C à 25 °C (64 °F à 77 °F)

**Remarque :** Dans les zones reculées, IDEXX est attentif aux conditions particulières d'emballage et de livraison afin de garantir la qualité et l'intégrité du produit.